




# Gång Ben/Fot

## Träning och aktivitet

### – ett liv i rörelse



## DST - Dynamic Stair Trainer



DST 8000 Triple Pro



DST 8000 Pro


Säker och dynamisk trapp-/och gångträning  
5 fördelar att använda DST-träningstrappa anpassad för fysioterapi



I plant läge ersätter DST er befintliga gångbarr.




Valfri höjd på trappsteg från 1 cm upp till 16 cm.




Säker gångträning i trappa och i lutande underlag.



Tidtagning och bestämning av höjd på trappsteg.



Enkla trenddata för att följa den individuella rehabiliteringsplanen.



# INTRA MEDIC

Din rehabpartner genom livet



Teknisk Specifikation DST 8000 Triple Pro		Teknisk Specifikation DST 8000 Pro	
Gånglängd Plant läge	3 m	Längd på trappa	250 -310 cm
Total Längd handrails	3,6 m	Bredd på trappa	74 cm
Höjd på handrails	65 - 93 cm	Total bredd på trappa	90 cm
Total bredd på trappa	1,6 m	Höjd, trappsteg	0 - 16,5 cm
Bredd på trappa/slutning	0,65 m	Patientvikt , max.	300 kg
Lutning max/min	0 - 8	Utrustningen, vikt	280 kg
Höjd trappsteg	0 - 16,5 cm	Elektricitet, krav	100-240 V 50/60Hz 4A max
Patientvikt , max.	200 kg		
Utrustningen, vikt	270 kg		
Elektricitet, krav	100-240 V 50/60Hz 4A max		

## Rätt utrustning för effektiv rehabilitering, ett aktivt liv och god livskvalitet

Vi på Intramedic ger råd om vilka fördelar våra produkter kan ge dig och din verksamhet. Vi hjälper dig att utifrån vårt kompletta sortiment av rehabiliterings- och träningsutrustning skraddarsy en totallösning efter dina eller din verksamhets behov. Intramedic har en komplett serviceavdelning och kan ge dig den bästa servicen och supporten i ett framtida samarbete.



Rådgivning och försäljning



Installation och utbildning



Support och service

Kontakta oss så hjälper vi dig



**Ulrika Haglund**

Rådgivning och försäljning

**Växel** +46 8 409 03 800

**Direkt** +46 8 409 03 810

[ulrika.haglund@intramedic.se](mailto:ulrika.haglund@intramedic.se)



**Intramedic AB**

Sjöängsvägen 1C

19272 Sollentuna

Sverige

[www.intramedic.se](http://www.intramedic.se)